

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd80 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33681

Numéro d'article: CM0024289



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD80 de haute qualité validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Il reconnaît le CD80 (B7-1) humain, de souris et de rat, une molécule costimulatrice clé de l'activation des lymphocytes T. Idéal pour la recherche en immunologie et immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD80 Rabbit pAb
Remarques/Alias	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1, CD80
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	941
GeneID	941
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CD80 humain (NP_005182.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P33681
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace