

Anticorps Monoclonal Anti-Cd80/B7-1 Pour Cytométrie En Flux - P33681

Numéro d'article: CM0009534



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD80/B7-1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études d'activation des lymphocytes T, de points de contrôle immunitaire et de co-stimulation en recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human CD80/B7-1 mAb
Remarques/Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; molécule CD80
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	941
GeneID	941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-242 du CD80/B7-1 humain (NP_005182.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P33681
Poids Protéique	18kDa/29kDa/33kDa
Expédition	Sac de glace