


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd81 Pour Wb, Elisa - P35762

Numéro d'article: CM0020856



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CD81 de souris (TAPA-1, Tspan28), validé pour Western blot et ELISA, réagit croisée avec le rat. Convient pour les études de signalisation des cellules immunitaires, la biologie des tétraspanines et les interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD81 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Tapa1; Tapa-1; Tspan28; CD81
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	975
ID du gène (Souris)	12520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 106 à 211 de la CD81 de souris (NP_598416.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P35762
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace