


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd81 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60033

Numéro d'article: CM0025985



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD81 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. CD81 est une tétraspanine impliquée dans la signalisation des cellules B, l'entrée du VHC et la formation de la synapse immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie, maladies infectieuses et adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD81 Lapin pAb
Remarques/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28; CD81
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	975
ID de gène	975
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 114-199 du CD81 humain (NP_004347.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60033
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace