

Anti-Cd81 Lapin Polymab® Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P60033

Numéro d'article: CM0004298



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD81 humain (TAPA1/TSPAN28). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude des microdomaines enrichis en tétraspanines, de la signalisation des cellules B et de l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD81 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	975
ID de gène	975
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 114-199 du CD81 humain (NP_004347.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60033
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace