

Anticorps Polyclonal Anti-Cd82 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27701

Numéro d'article: CM0020131



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant CD82 (KAI1/TSPAN27), un suppresseur de métastases et une tétraspanine. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD82 Lapin pAb
Remarques/Alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3732
GeneID	3732
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 du CD82 humain (NP_002222.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27701
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace