

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd82 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P27701

Numéro d'article: CM0007884



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD82 validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte le suppresseur de métastase CD82 humain et murin, une tétraspanine impliquée dans l'adhésion cellulaire, la migration et la signalisation. Idéal pour la recherche en cancérologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	CD82 Rabbit mAb
Remarques/Alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27, CD82
Espèce	Humain
ID du gène	3732
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 168 et 267 de la protéine CD82 humaine (P27701)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P27701
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace