

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd83 Pour Wb, Elisa - Q01151

Numéro d'article: CM0007677



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le CD83 humain, une glycoprotéine transmembranaire présente sur les cellules immunitaires, adapté pour les applications de recherche WB et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD83 mAb lapine
Remarques/Alias	BL11; HB15; CD83
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9308
GeneID	9308
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-143 du CD83 humain (NP_004224.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q01151
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac de glace