

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd83 Pour Wb, If-P, Elisa - Q01151

Numéro d'article: CM0007831



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD83 humain, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la réponse immunitaire et les cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD83 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BL11; HB15; CD83
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	9308
Identifiant de gène	9308
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CD83 humain (Q01151).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01151
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace