


Anticorps Monoclonal Anti-Cd84 Pour Wb Et Elisa - Q9Uib8

Numéro d'article: CM0007321



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD84 humain (SLAMF5), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible le domaine extracellulaire ; adapté pour les études de signalisation et fonctionnelles des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD84 Rabbit mAb
Remarques/Alias	LY9B ; hCD84 ; mCD84 ; SLAMF5 ; CD84
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8832
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 246-345 du CD84 humain (Q9UIB8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UIB8
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace