


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd84 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9Uib8

Numéro d'article: CM0004272



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CD84 (SLAMF5), conçu pour les applications WB, IF/ICC, FC et ELISA. Réagit spécifiquement avec le CD84 humain, un récepteur de cellule immunitaire de 39 kDa important pour la signalisation et les études hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD84
Remarques/Alias	LY9B ; hCD84 ; mCD84 ; SLAMF5 ; CD84
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-225 du CD84 humain (NP_001171808.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UIB8
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace