


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd84 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uib8

Numéro d'article: CM0026690



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD84 humain (SLAMF5). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Idéal pour l'étude de l'activation des cellules immunitaires, de la signalisation de la famille SLAM et de la biologie des cellules progénitrices hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD84 Lapin pAb
Remarques/Alias	LY9B; hCD84; mCD84; SLAMF5; CD84
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8832
GeneID	8832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-225 du CD84 humain (NP_003865.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UIB8
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace