


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd85J Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhl6

Numéro d'article: CM0024525



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant CD85j (LILRB1), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains. Un outil essentiel pour la recherche sur la régulation immunitaire et les récepteurs inhibiteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD85j Lapin pAb
Remarques/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; CD85j
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10859
ID de gène	10859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-458 du CD85j humain (NP_006660.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NHL6
Poids moléculaire	71kDa
Expédition	Sac de glace