


Anticorps Polyclonal Anti-Cd86 (B7-2) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42081

Numéro d'article: CM0013827



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD86 humain (B7-2), validé pour le western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Convient aux applications de recherche sur l'activation des lymphocytes T et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD86 Rabbit pAb
Remarques/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	942
GenelD	942
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-133 du CD86 humain (NP_787058.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P42081
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace