


Anticorps Monoclonal Anti-Cd86 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P42081

Numéro d'article: CM0002784



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible le CD86 humain (B7-2, LAB72), une molécule de costimulation présente sur les cellules présentatrices d'antigène. Validé pour WB, IF/ICC, FC et ELISA, il soutient la recherche sur l'activation immunitaire et les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD86 Lapin mAb
Remarques/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	942
ID de Gène	942
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-241 du CD86 humain (NP_787058.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P42081
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace