


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd86 Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P42081

Numéro d'article: CM0023954



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD86 validé pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Idéal pour l'étude de la costimulation des lymphocytes T, des voies CD28/CTLA4 et des mécanismes d'entrée virale. Réagit avec le CD86 humain, souris et rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD86 Lapin pAb
Remarques/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2; CD86
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	942
GenelD	942
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-133 du CD86 humain (NP_787058.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42081
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace