


Anticorps Monoclonal Anti-Cd89 Pour Cytométrie En Flux - P24071

Numéro d'article: CM0009013



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD89 conjugué , validé pour la cytométrie en flux avec réactivité contre des échantillons humains. Cible : récepteur Fc alpha des immunoglobulines (FCAR, FcalphaRI, 32 kDa).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD89
Remarques/Alias	CD89 ; FcalphaR ; FcalphaRI ; CTB-61M7.2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2204
Identifiant du gène	2204
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24071
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace