


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd89 Pour Cytométrie En Flux - P24071

Numéro d'article: CM0009774



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le CD89 humain (FcalphaR), validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec des échantillons humains, poids moléculaire 32kDa. Idéal pour l'étude des réponses immunitaires médiées par l'IgA. Expédié sur sacs de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD89 mAb
Remarques/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Espèce	Humain
ID de Gène	2204
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-227 du CD89 humain (NP_001991.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P24071
Poids de la Protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace