

Anticorps Monoclonal Anti-Cd8A Pour Fc - P07725

Numéro d'article: CM0008010

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ABflo 647 ciblant le CD8a de rat pour la cytométrie en flux (FC). Immunogène recombinant, réactif chez le rat. Idéal pour l'analyse des lymphocytes T CD8+, le phénotypage des cellules immunitaires et la recherche sur les lymphocytes cytotoxiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-rat CD8a mAb
Remarques / Alias	T8 ; Lyt2 ; Ly-2 ; CD8α
Espèce	Rat
GeneID (Humain)	925
GeneID	24930
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-189 de la CD8a de rat (NP_113726.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P07725
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace