


Anticorps Monoclonal Anti-Cd8A Pour Cytométrie En Flux - P01732

Numéro d'article: CM0009129



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le CD8a humain et le cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude des sous-ensembles de lymphocytes T CD8+ et des réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe CD8a mAb
Remarques/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	925
ID de gène	925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	Cytométrie en Flux (FC)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01732
Poids moléculaire	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace