


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd8A Pour Wb Et Elisa - P - P01731

Numéro d'article: CM0018925



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD8A de souris (Lyt-2), validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le corécepteur des cellules T de 27 kDa, idéal pour la recherche sur la réponse immunitaire et les cellules T cytotoxiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD8A Lapin pAb
Remarques/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2; CD8A
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	925
GeneID (Souris)	12525
Immunogène	Protéine recombinante de CD8A de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace