


Anti-Cd8A Lapin Polymab® Pour Wb, Ihc-P, Mihc - P01732 / P01731

Numéro d'article: CM0004007



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le CD8A humain/souris. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, mIHC et ELISA. Détecte le CD8A chez l'humain, la souris, le rat et le singe cynomolgus. Essentiel pour les études d'immunologie des lymphocytes T et d'immunoncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	CD8A Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	CD8A;CD8;Leu2;MAL;p32
Espèce	Humain/Souris
Identifiant du gène (Humain)	925
Identifiant du gène	925/12525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe cynomolgus
SWISS	P01732/P01731
Poids moléculaire de la protéine	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace