

Anticorps Polyclonal Anti-Cd8B Pour Wb, Elisa - P10966

Numéro d'article: CM0029451

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine CD8B (CD8beta). Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Reconnaît la chaîne bêta de la glycoprotéine de surface des lymphocytes T CD8, essentielle pour l'interaction avec le CMH de classe I et l'activation des lymphocytes T cytotoxiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD8B Rabbit pAb
Remarques / Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta; CD8B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	926
GenelD	926
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-170 de la protéine humaine CD8B (NP_757362.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10966
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sachet de glace