

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd8B Pour Wb, Fc, Elisa - P10966

Numéro d'article: CM0006814

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD8 β humain (CD8B, LYT3) validé pour le transfert Western, la cytométrie en flux et le test ELISA. Convient pour la recherche en immunologie des lymphocytes T et sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD8 β
Remarques/Alias	LY3, P37, LEU2, LYT3, Ly-3, CD8B1, CD8beta, CD8 β
Espèce	Humain
GeneID (humain)	926
GeneID	926
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-170 du CD8B humain (NP_004922.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10966
Poids moléculaire protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace