


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd9 Pour Wb, If, Ihc-P, Fc, Elisa - P21926

Numéro d'article: CM0007016



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD9 validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie, la cytométrie en flux et l'ELISA ; détecte la tétraspanine CD9 humaine impliquée dans l'adhésion cellulaire, la fusion spermatozoïde-ovocyte et l'activation plaquettaire. Pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD9 mAb Lapin
Remarques/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	928
ID de Gène	928
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P21926
Poids Protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace