


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21926

Numéro d'article: CM0019823



### Introduction

CD9 pAb de Lapin (P21926) de haute qualité pour WB, IHC-P, ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Issu du lapin, immunogène a.a. 112-195. Fiable pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, l'activation plaquettaire et la fusion spermatozoïde-ovocyte.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | CD9 pAb de Lapin                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29; CD9                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)    | 928                                                                                                                         |
| GeneID             | 928                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 112-195 du CD9 humain (NP_001760.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS              | P21926                                                                                                                      |
| Poids Protéique    | 25kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |