

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd90.1 Pour Wb, Elisa - P01831

Numéro d'article: CM0020585

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD90.1 (Thy1.1) de souris pour les applications WB et ELISA. Cible la glycoprotéine membranaire Thy-1 ancrée par GPI, impliquée dans l'adhésion cellulaire et la synaptogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD90.1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; CD90.1
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	7070
ID du gène (Souris)	21838
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-120 du CD90.1 de souris (NP_033408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01831
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace