

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd90.2 Pour Elisa, Fc - P01831

Numéro d'article: CM0011743

Introduction

Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-CD90.2 validé pour ELISA et la cytométrie en flux (FC). Reconnaît la glycoprotéine membranaire Thy-1 de souris (P01831). Idéal pour les applications de recherche en immunologie et neurobiologie. Spécifications et paramètres clés du produit

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD90.2
Remarques/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7070
GeneID (Souris)	21838
Immunogène	Protéine recombinante de CD90.2 de souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	ELISA, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS P01831	Poids de la protéine 18kDa
Expédition	Sac de glace
Contexte biologique	Fonction et localisation du CD90.2 (Thy-1)

Code pour la glycoprotéine membranaire Thy-1, également connue sous le nom de CD90.2 chez la souris, un antigène de surface cellulaire. La protéine est ancrée à la membrane plasmique via une liaison glycophosphatidylinositol (GPI). Contient un domaine de type immunoglobuline (Ig), la classant comme membre de la superfamille des immunoglobulines. Impliquée fonctionnellement dans les interactions cellule-cellule et cellule-ligand, en particulier lors de la synaptogenèse et d'autres événements dans le cerveau. Localisée au niveau sous-cellulaire sur la membrane cellulaire. Les mots-clés indiquent que la protéine est une glycoprotéine, contient un pont disulfure, possède une modification d'acide pyrrolidone carboxylique et un peptide signal. Conseils expérimentaux et astuces techniques

L'immunogène utilisé est une protéine recombinante correspondant au CD90.2 de souris, ce qui peut contribuer à sa spécificité dans les applications ELISA et de cytométrie en flux. Pour la cytométrie en flux, envisagez de titrer l'anticorps pour déterminer la concentration de marquage optimale pour votre population cellulaire. Pour ELISA, l'anticorps peut être utilisé comme réactif de capture ou de détection après une validation de couplage appropriée dans la matrice d'échantillon concernée. Validez l'anticorps

info@camelbiological.com | <https://camelbiological.com>

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD90.2
Remarques/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7070
GeneID (Souris)	21838
Immunogène	Protéine recombinante de CD90.2 de souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	ELISA, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01831
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace