

Anticorps Monoclonal Anti-Cd90/Thy1 Pour Fc - P04216

Numéro d'article: CM0004225

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD90/Thy1 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'analyse de l'expression du CD90 à la surface cellulaire dans la recherche en immunologie et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD90/Thy1 humain conjugué APC
Remarques/Alias	CD90 ; CDw90
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7070
GeneID	7070
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 20-130 du CD90/Thy1 humain)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04216
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace