

Anticorps Monoclonal Anti-Cd90/Thy1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04216

Numéro d'article: CM0002795

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CD90/Thy1 (UniProt P04216) pour western blotting, immunohistochimie et ELISA. Détecte la glycoprotéine membranaire Thy-1 humaine et de rat impliquée dans les interactions cellule-cellule et la synaptogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD90/Thy1 Lapin mAb
Remarques/Alias	CD90; CDw90; CD90/Thy1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7070
ID de Gène	7070
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CD90/Thy1 humain (P04216)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P04216
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace