

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd90/Thy1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01831

Numéro d'article: CM0008305

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD90/Thy1 de haute qualité pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Reconnaît l'antigène Thy-1 humain, souris et rat. Convient pour les neurosciences et les études de la membrane cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin CD90/Thy1
Remarques/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7070
GeneID	21838
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-130 de la CD90/Thy1 de souris (NP_033408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01831
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace