

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd90/Thy1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P04216

Numéro d'article: CM0021221

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD90/Thy1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la glycoprotéine membranaire Thy-1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neuroscience et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD90/Thy1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD90 ; CDw90 ; CD90/Thy1
Espèce	Humaine
GeneID (humaine)	7070
GeneID	7070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-130 de la CD90/Thy1 humaine (NP_006279.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04216
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace