

Anticorps Monoclonal Anti-Cd94 Pour Fc - Q13241

Numéro d'article: CM0005899



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD94 humain (KLRD1), conjugué à I'. Validé pour la cytométrie en flux, adapté à la recherche sur la surveillance immunitaire des cellules NK et des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD94 humain
Remarques/Alias	KLRD1 ; CD94 ; antigène CD94 des cellules tueuses naturelles
Espèce	Humain
GeneID	3824
Immunogène	Protéine recombinante du CD94 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13241
Poids moléculaire de la protéine	17kDa/20kDa
Expédition	Sac de glace