


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd95 Pour Elisa, Fc - P25446

Numéro d'article: CM0006041



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant CD95/FAS de souris (aa 22-169). Validé pour l'ELISA et la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur FAS médiateur de l'apoptose dans les tissus de souris. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD95 mAb de lapin
Remarques/Alias	lpr ; APO1 ; APT1 ; CD95 ; TNFR6 ; Tnfrsf6
Espèce	Souris
GenelD (humain)	355
GenelD	14102
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-169 de CD95 (NP_032013.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	ELISA, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25446
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace