


Anticorps Monoclonal Anti-Cd95/Fas () Pour Cytométrie En Flux - P25446

Numéro d'article: CM0008887



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la souris CD95/FAS, conjugué directement avec pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur l'apoptose dans les tissus du thymus, du foie, du poumon et du cœur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD95/FAS mAb
Remarques/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	355
ID de Gène (Souris)	14102
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-169 de la souris CD95/FAS. (NP_032013.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P25446
Poids Protéique	37KDa
Exp Livraison	Sac de glace