

Anticorps Monoclonal Anti-Cd95/Fas Pour Wb, If/Icc, Elisa - P25445

Numéro d'article: CM0005642



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine humaine CD95/FAS (UniProt P25445). Validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA, il soutient la recherche sur l'apoptose et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD95/FAS Rabbit mAb
Remarques / Alias	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	355
GeneID	355
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 173 de la CD95/FAS humaine (NP_000034.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25445
Poids de la protéine	9-38 kDa
Expédition	Sac de glace