

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd96 Pour Wb, Fc, Elisa - P40200

Numéro d'article: CM0007589



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD96 validé pour Western blot, cytométrie en flux et ELISA. Reconnaît le CD96 humain, un récepteur d'adhésion des cellules T et NK impliqué dans les réponses immunitaires tardives. Adapté pour la recherche sur les interactions des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD96 Rabbit mAb
Remarques / Alias	Antigène de surface cellulaire CD96 ; CD96
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10225
GeneID	10225
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-519 du CD96 humain (NP_937839.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40200
Poids protéique	65kDa
Expédition	Sachet de glace