


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd96/Tactile Pour Fc, Elisa - Q3U0X8

Numéro d'article: CM0004167



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la souris CD96/TACTILE. Validé pour la cytométrie en flux (FC) et l'ELISA. Cible une protéine de surface des cellules T impliquée dans l'adhésion des cellules NK. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD96/TACTILE Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	Tactile ; 1700109I12Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	10225
GeneID (Souris)	84544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-536 de la souris CD96/TACTILE (NP_115854.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3U0X8
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace