

Anticorps Monoclonal Anti-Cd97 () Pour Cytométrie En Flux - P48960

Numéro d'article: CM0008164



Introduction

Anticorps monoclonal anti-humain CD97 conjugué à l'validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec le CD97 humain, un GPCR adhésif leucocytaire impliqué dans la migration et l'inflammation. Convient pour la recherche IVD et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD97 mAb
Remarques / Alias	CD97; TM7LN1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	976
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-398 du CD97 humain (NP_510966.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48960
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac de glace