


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd97 Pour Wb, Elisa - P48960

Numéro d'article: CM0007119



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD97 pour les applications WB et ELISA. Spécifique au CD97 humain, un RCPG d'adhésion impliqué dans la migration des leucocytes et les réponses inflammatoires. Poids moléculaire prédit : 92 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD97 Lapin mAb
Remarques/Alias	CD97; TM7LN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	976
GeneID	976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-398 du CD97 humain (NP_510966.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48960
Poids de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace