

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd97 Pour Wb, Elisa - Q9Z0M6

Numéro d'article: CM0020489

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine CD97 (Adgre5) de souris, validé pour WB et ELISA. Adapté à l'étude de l'adhésion leucocytaire, la migration et les voies de signalisation GPCR dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-CD97 de lapin
Remarques/Alias	Cd97; TM7LN1; CD97
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	976
Identifiant de gène	26364
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 265 de la protéine CD97 de souris. (NP_036055.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Z0M6
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace