

Anticorps Monoclonal Anti-Cd98 Pour Cytométrie En Flux - P10852

Numéro d'article: CM0009616



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD98 de souris (SLC3A2), validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude du transport des acides aminés, de la signalisation des intégrines et de la progression tumorale dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD98 de souris
Remarques/Alias	4F2 ; Cd98 ; Ly10 ; Mdu1 ; 4F2HC ; Ly-10 ; NACAE ; Ly-m10 ; Mgp-2hc
Espèce	Souris
GeneID (humain)	6520
GeneID	17254
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105 à 526 du CD98 de souris (NP_032603.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10852
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac réfrigérant