

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd98 Pour Wb - P10852

Numéro d'article: CM0022170



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la souris CD98 (SLC3A2) pour le Western blot et l'ELISA. Validé dans les tissus de souris et de rat. Immunogène recombinant, poids moléculaire 58 kDa. Idéal pour la recherche sur le transport des acides aminés et la signalisation des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD98 Rabbit pAb
Remarques/Alias	4F2 ; Cd98 ; Ly10 ; Mdu1 ; 4F2HC ; Ly-10 ; NACAE ; Ly-m10 ; Mgp-2hc ; CD98
Espèce	Souris
GeneID	17254
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-526 de la souris CD98. (NP_032603.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P10852
Poids protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace