


Anticorps Monoclonal Anti-Cd98/Slc3A2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08195 / P10852

Numéro d'article: CM0002884



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD98/SLC3A2 humain/souris, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. La cible est une chaîne lourde de transporteurs d'acides aminés impliquée dans l'échange d'acides aminés et la signalisation des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD]CD98/SLC3A2 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	4F2 ; CD98 ; MDU1 ; 4F2HC ; 4T2HC ; NACAE ; CD98HC
Espèce	Humain/Souris
ID du gène (Humain)	6520
ID du gène	6520/17254
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-630 de SLC3A2/CD98hc humain/souris (NP_002385.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P08195/P10852
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace