

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd98/Slc3A2 Pour Western Blot, Immunofluorescence, Elisa - P08195

Numéro d'article: CM0006767



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le CD98/SLC3A2 humain (58 kDa, P08195). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Cible la chaîne lourde des transporteurs d'acides aminés impliqués dans l'absorption des nutriments, la signalisation des intégrines et l'entrée virale. Idéal pour le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD98/SLC3A2 Lapin mAb
Remarques/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6520
GeneID	6520
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 461-630 du SLC3A2/CD98hc humain (NP_002385.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08195
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace