


Anticorps Polyclonal Anti-Cd99 Pour Wb, Elisa - P14209

Numéro d'article: CM0023366



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD99 validé pour western blot (WB) et ELISA. Cible le CD99 humain (MIC2, 19 kDa) impliqué dans l'adhésion des lymphocytes T et l'extravasation leucocytaire. Idéal pour la recherche en immunologie et sur l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-CD99 de lapin
Remarques/Alias	MIC2 ; HBA71 ; MIC2X ; MIC2Y ; MSK5X ; CD99
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4267
GeneID	4267
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 23 et 124 du CD99 humain (NP_002405.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14209
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace