


Anticorps Polyclonal Anti-Cd99 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14209

Numéro d'article: CM0020880



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD99 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains. Cible l'antigène CD99 impliqué dans l'adhésion des lymphocytes T et la transmigration des leucocytes. Immunogène recombinant (acides aminés 23-185).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD99
Remarques/Alias	MIC2 ; HBA71 ; MIC2X ; MIC2Y ; MSK5X ; CD99
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4267
Identifiant du gène	4267
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14209
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace