


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd99 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - P14209

Numéro d'article: CM0010785



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité anti-CD99 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Réagit avec l'antigène humain CD99 (MIC2, HBA71) impliqué dans l'adhésion des lymphocytes T. GeneID : 4267, SWISS : P14209.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD99 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	MIC2 ; HBA71 ; MIC2X ; MIC2Y ; MSK5X
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4267
GeneID	4267
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 24 et 123 du CD99 humain (NP_002405.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14209
Poids moléculaire de la protéine	16-19 kDa
Expédition	Sac de glace