

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-CD99L2 Pour Wb - Q8Tcz2

Numéro d'article: CM0022037

Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-CD99L2, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec le CD99L2 humain, murin et de rat. Le CD99L2 joue un rôle dans l'extravasation des leucocytes et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD99L2 pAb de lapin
Remarques/Alias	CD99B ; MIC2L1 ; CD99L2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	83692
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 185 du CD99L2 humain (NP_113650.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8TCZ2
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace