

Anticorps Monoclonal Anti-Cda Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P32320

Numéro d'article: CM0007509



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la CDA humaine (cytidine désaminase), adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Validé pour les espèces humaine et murine. Poids moléculaire prédit de 16 kDa. Idéal pour les études du métabolisme des nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDA Rabbit mAb
Remarques/Alias	CDD ; CDA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	978
GeneID	978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de la CDA humaine (NP_001776.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P32320
Poids protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace